

VIelen DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Anwendung sorgfältig durch.

Eine detailliertere Anleitung erhalten Sie auf www.ebenthal-vital.com/manuals

Please visit our website to download the English instruction. // Veuillez visiter notre site Web pour télécharger les instructions en français.

Wichtige Hinweise vor der Anwendung

Wir raten Ihnen dringend den Besuch eines fachkundigen HNO-Arztes, um das Trommelfell und den Gehörgang auf Beschädigungen untersuchen zu lassen. Wenn Sie ein beschädigtes Trommelfell oder einen in irgendeiner Weise gereizten Gehörgang haben, raten wir Ihnen ausdrücklich von der Verwendung unseres Produktes ab.

Was ist ein Ohrenreiniger und wofür wird er verwendet?

Der Ohrenreiniger ermöglicht das einfache Einbringen von Flüssigkeit in den Gehörgang. Er wird angewendet

- als natürliches Mittel bei Verschmutzung der Ohren durch Ohrenschmalz
- zum Absaugen von Schleim in der Nase
- als präzise Spritze für unwegsame Stellen zur Reinigung mit Flüssigkeit oder Luft

1. Reinigung und Aufbewahrung

Wie ist die Ballonspritze zu reinigen?

Reinigen Sie die Ballonspritze sowohl vor als auch nach der Anwendung mit warmem Wasser und milder Seife. Nach dem Gebrauch sollte die Ballonspritze vollkommen getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Zur schnelleren Trocknung kann in kurzen Intervallen ein Fön verwendet werden.

Wie ist die Ballonspritze aufzubewahren?

Bewahren Sie die Ballonspritze und die Aufsätze an einem sauberen Ort auf und vermeiden Sie direktes Sonnenlicht. Im Idealfall bewahren Sie die Ballonspritze zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf in der

Originalverpackung auf. Bewahren Sie die Ballonspritze für Kinder unzugänglich auf.

2. Sicherheitshinweis

Welche besondere Vorsicht ist bei der Anwendung des Klistiers erforderlich?

Verwenden Sie die Ballonspritze nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt. Brechen Sie die Anwendung der Ballonspritze ab, wenn Sie Schmerzen spüren. Gehen Sie bei der Anwendung des Ohrenreinigers mit äußerster Vorsicht vor.

3. Wie ist die Ballonspritze anzuwenden?

Vorbereitung

Füllen Sie die Ballonspritze mit lauwarmem Wasser. Nutzen Sie dazu den Unterdruck des zusammengedrückten Klistierballs und halten Sie die Spitze in die Flüssigkeit. Die Ballonspritze füllt sich mit Flüssigkeit, wenn Sie den Druck auf den Klistierball verringern.

Anwendung

Ziehen Sie Ihr Ohr nach oben hinten, um den Gehörgang besser reinigen zu können. Halten Sie die Spritze nun an Ihrem Gehörgang ohne, dass sie dabei in den Gehörgang eindringt. (Falls Sie die Spritze in den Gehörgang einführen, kann es zu Verletzungen kommen und das Wasser sowie das Cerumen können nicht richtig abfließen.) Spülen Sie durch zusammendrücken der Ballonspritze das Ohr mit leichtem Wasserdruck aus. Ziel soll es sein, das Cerumen durch die Flüssigkeit aufzulockern und zu „hinterspülen“, um es aus dem Gehörgang heraus anstatt weiter hinein zu befördern. Richten Sie den Wasserstrahl möglichst nicht auf das Trommelfell. Haben Sie Geduld. Oft sind mehrere Spülvorgänge notwendig. Falls Sie während oder nach der Anwendung Schmerzen verspüren, besuchen Sie einen HNO Arzt.

Hersteller

EBENTHAL VITAL®

Eine eingetragene Marke der
TYCHE Technologies GmbH
Schönbrunnerstrasse 36 / 56

A-1050 Wien

Stand der Informationen: März 2019

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Anwendung des Ohrenreinigers:

1. Nehmen Sie die Ballonspritze aus der Verpackung und reinigen Sie sie unter lauwarmem Wasser, um sicherzustellen, dass alles sauber und einsatzbereit ist.
2. Befüllen Sie eine Schüssel oder einen kleinen Behälter mit der gewünschten, temperierten Flüssigkeit. **Achtung:** Wenn die Flüssigkeit zu heiß ist besteht Verbrühungsgefahr! Die Menge ist durch das Volumen des Klistiers begrenzt. Das Fassungsvermögen der Ballonspritze beträgt rund 200 Milliliter.
3. Platzieren Sie die Ballonspritze mit der Spitze in der Schüssel / dem Behälter und drücken den durchsichtigen Ballon fest zusammen, sodass die Luft herausgepresst wird. Sie saugt sich nun mit der Flüssigkeit voll, sobald Sie den Druck lösen. Durch unser durchsichtiges Material sehen Sie den genauen Füllstand und können das Drücken und Lösen solange wiederholen, bis die Ballonspritze vollständig gefüllt ist.
4. Ziehen Sie das Oh nach hinten oben und drücken Sie nun langsam die Flüssigkeit aus der Birne. Achten Sie dabei darauf, dass der Winkel konstant gehalten wird, während Sie sich die Flüssigkeit in den Gehörgang einführen. Der Druck des Strahls sollte nicht zu hoch sein, um das Cerumen sanft aufzuweichen und auszuspülen. Außerdem sollte der Strahl nicht direkt auf das Trommelfell gerichtet werden.
5. Sobald die gesamte Flüssigkeit in den Gehörgang gespült wurde, entfernen Sie vorsichtig die Ballonspritze.
6. Wiederholen Sie den Vorgang optional mehrfach.
7. Ballonspritze reinigen und an der Luft vollständig trocknen lassen, bis keine Flüssigkeit mehr durch das durchsichtige

Material zu sehen ist. **Hinweis:** Eine genaue Anleitung zur Reinigung erhalten Sie auf unserer Website www.ebenthal-vital.com.

WICHTIGER REINIGUNGSHINWEIS: Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Ballonspritze nach jedem Gebrauch gründlich auswaschen und gut austrocknen lassen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie eine andere Flüssigkeit als Wasser verwenden. Die unzureichende Reinigung kann das Material angreifen oder zu unhygienischen Rückständen führen.

Verpackungsinhalt:

- Ballonspritze mit 200 Millilitern Fassungsvermögen
- Anleitung

Häufig gestellte Fragen

Ist die Ballonspritze wiederverwendbar?

Grundsätzlich ist die Ballonspritze bei sorgfältiger Reinigung nach jedem Gebrauch wiederverwendbar.

Kann die Ballonspritze von mehreren Personen genutzt werden?

Wir empfehlen es nicht, einen Ohrenreiniger zwischen mehreren Personen zu teilen. Wir wissen aber, dass es durchaus Fälle gibt, wo Ballonspritzen geteilt werden. In diesen Fällen ist besonders auf eine gründliche Reinigung nach jedem Gebrauch zu achten!